


塩酸の薄め方



濃塩酸（濃い塩酸）
【一般的な濃度】
35～37%

希塩酸（薄い塩酸）
【小学校の理科で主に使う濃度】
4～6%

ステップ 2 濃塩酸と水の必要量を把握する

※ 小学校の実験は厳密な濃度調整が必要ではないため、ここでは大まかな量を示しています。

※ 35～37%の塩酸を、すべて「濃塩酸」として表しています。

6%にするなら

濃塩酸	水
1	: 6

【例】
6%の希塩酸を 70 mL 作る場合
 $濃塩酸 + 水 = 希塩酸$
 $10 \text{ mL} + 60 \text{ mL} = 70 \text{ mL}$

4%にするなら

濃塩酸	水
1	: 9

【例】
4%の希塩酸を 100 mL 作る場合
 $濃塩酸 + 水 = 希塩酸$
 $10 \text{ mL} + 90 \text{ mL} = 100 \text{ mL}$

ステップ 1 準備する

環境

- 近くに児童がいないか確認
- 換気しておく（濃塩酸の瓶の蓋を開けると、白い気体が発生するため）

服装

- 白衣（薬品が付いても構わない服装）
- 保護めがね
- ゴム手袋

準備物

- 濃塩酸**（濃度を確認）
- メスシリンダー**【2個】（1個は水用、もう1個は塩酸用）
- ビーカー**【1個】（これから作る希塩酸が余裕をもって入る大きさ）
- ガラス棒**【1本】
- 駆込ピペット**【2本】（1本は水用、もう1本は塩酸用）
- 炭酸飲料用ペットボトル**【1本】（塩酸を保存しておく物）
- マジックペン**【1本】
- 雑巾**【1枚】

参考

正確に濃度を調整したい場合

濃塩酸の量	希塩酸の濃度 [%]	希塩酸の量 [mL]	希塩酸の密度 [g/cm³]	使う濃塩酸の量 [mL]
	濃塩酸の濃度 [%]	濃塩酸の密度 [g/cm³]		濃塩酸の量 [mL]
				$= \frac{希塩酸の濃度 [%] \times 希塩酸の量 [mL] \times 希塩酸の密度 [g/cm³]}{濃塩酸の濃度 [%] \times 濃塩酸の密度 [g/cm³]}$
				【例】36%の濃塩酸を使って4%の希塩酸 100 mL を作る場合
				$4 \% \times 100 \text{ mL} \times 1.02 \text{ g/cm}^3 \div 9.6 \text{ mL}$
				$36 \% \times 1.18 \text{ g/cm}^3$

【塩酸の密度】	
濃度 [%]	密度 [g/cm³]
3	1.01
4	1.02
5	1.02
6	1.03
35	1.17
36	1.18
37	1.18

作る希塩酸の量 [mL] - 使う濃塩酸の量 [mL] = 使う水の量 [mL]

上の【例】の場合だと

$$100 \text{ mL} - 9.6 \text{ mL} = 90.4 \text{ mL}$$

ステップ 3

濃塩酸と水を混ぜる


! 危険!

順番に注意【「水」に「濃塩酸」を加える】

※ 「濃塩酸」に「水」を加えると発熱し、危険が伴う場合があるため。

- ① メスシリダーと駒込ピペットで「水」の量を量り取り、ビーカーに入れる。


- ② メスシリダーと駒込ピペットで「濃塩酸」の量を量り取る。



ステップ 4

保存する

- ① 炭酸飲料用のペットボトルに入れて保存する。
〔ペットボトルは薬品による変形が少なく、さらに炭酸飲料用ペットボトルは、通常のペットボトルよりも厚いため。〕



- ② ペットボトルには
・「物質名（塩酸）」
・「濃度」
・「作成した日付」
をマジックペンで書いておく。

- ③ 薬品庫の中で保存する。
〔アルカリ性の物質と一緒に保管しない。〕

- ④ 年度末には必ず廃棄する。
〔中和して流しに捨てるか、廃液タンクに捨てる。〕

石灰水の作り方



ステップ 1

準備する

環境

- 近くに児童がいないか確認

服装

- 白衣 (薬品が付いても構わない服装)
 保護めがね
 ゴム手袋

準備物

- 水酸化カルシウム (別名: 消石灰)
 薬包紙 (コピー用紙でも良い)
 薬さじ (スプーンでも可)
 電子天秤 (キッチンスケールなど、重さを量れる物で良い)
 水
 炭酸飲料用ペットボトル【1本】 (石灰水を保存しておく物)
 マジックペン【1本】
 雑巾【1枚】

ステップ 2

石灰水を作る

① 水酸化カルシウムを約30gを量り取り、
500mLペットボトルに入れる。

※ 水酸化カルシウムは、おおよその量で良い。

※ 電子天秤、薬包紙、薬さじを使う。

② 水300mLを加えて蓋をし、よく混ぜる。

※ 水はおおよその量で良い。


③ 2～3日置いておく。

④ 無色透明な液体（上澄み液）が石灰水。

※ 静かに上澄み液を取り出して使用する。

※ 沈殿する白い物質は、溶けきらなかった水酸化カルシウム。

⑤ 上澄み液が少なくなったら、水を足す。



ステップ 3

保存する

① 炭酸飲料用のペットボトルに入れて保存する。
〔ペットボトルは薬品による変形が少なく、さらに炭酸飲料用
ペットボトルは、通常のペットボトルよりも厚いため。〕

② ペットボトルには

- ・「物質名（石灰水）」
 - ・「作成した日付」
- をマジックペンで書いておく。

③ 薬品庫の中で保存する。

④ 年度末には必ず廃棄する。

〔中和して流しに捨てるか、廃液タンクに捨てる。〕